

Ionizador Facial Xiaomi InFace

Manual do Usuário

Sumário

1. Funções do Produto
2. Precauções
3. Detalhes do produto
4. Usando o produto
5. Instruções e modos
6. Limpando o produto
7. Instruções de carregamento
8. Limpeza e Manutenção
9. Perguntas frequentes e respostas
10. Especificações
11. Termo de Garantia
12. Canais de atendimento
13. Descarte Ecológico

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Funções e Modos do Ionizador Facial Xiaomi InFace

1ª Função – Modo Exportar

Limpeza profunda e removedor de maquiagem: aquecimento à 42°C + vibração + íon positivo + luz azul. Para uma limpeza profunda na pele.

*Use com produtos de remoção de maquiagem.

2ª Função – Modo Importar

Introdução de nutrientes na pele, alimentação dupla: aquecimento à 42°C + vibração + íon negativo + luz vermelha. Introdução de nutrientes, hidratação dupla.

*Use com produtos hidratantes para a pele.

3ª Função – Modo Reparador

Repara profundamente, acalma e trata inflamações na pele: Íon negativo + luz azul. Reparador profundo, calmante e firmador.

*Use com produtos de reparo

2. Precauções

- Utilize o cabo carregador que acompanha o produto e um carregador comum de smartphone para recarregar este dispositivo;
- Não use este produto em ambientes com temperatura muito elevada ou muito baixa.
- Se o produto for deformado ou danificado, não o utilize novamente. Evite acidentes;
- Este produto não deve ser usado em partes sensíveis do corpo, como pálpebras e toda a região dos olhos, do contrário, pode causar danos à pele;
- Não use em áreas em áreas que sofreram procedimentos cirúrgicos como rinoplastia, cicatrizes, etc;
- Se sentir qualquer dor ou anomalia em sua pele ou corpo, interrompa o uso imediatamente;
- Quando estiver limpando e realizando manutenção no dispositivo, desligue o aparelho;
- Mantenha o produto longe do alcance de crianças;
- Não use materiais inflamáveis neste produto (álcool, gasolina, removedor, spray, etc);
- Não use este produto se o mesmo for danificado em uma queda ou colisão;
- Quando estiver limpando o dispositivo, não o imerja na água;
- Não desmonte ou repare este produto sozinho. Para manutenção, entre em contato com o serviço pós-venda;
- Pessoas que possuem alergias, doenças na pele, dermatite, queimaduras de sol, danos na pele, inchaços não são indicadas para o uso deste produto.

3. Detalhes do Produto

Ao abrir a caixa, você verá:

- Ionizador Facial Xiaomi InFace;
- Manual do usuário;
- Anel de pressão de algodão
- Cabo carregador

Imagem do Produto:

- Botão de alternar;
- Indicador;
- Anel de pressão de algodão
- Carregamento plus
- Sensor de faixa

4. Usando o Produto

- a. Quando estiver desligado, pressione por alguns segundos o botão de alternar para iniciar o funcionamento;
- b. Pressione rapidamente o botão de alternar para trocar o modo;
- c. Segure o sensor de faixa dos dois lados e toque na pele para iniciar o dispositivo. Durante o funcionamento, assim que a cabeça condutora para de tocar a pele, a função vibratória para imediatamente, o aquecimento também é interrompido por 15 segundos e, se o dispositivo não for usado após 90 segundos, é desligado automaticamente.
- d. Pressione por alguns segundos o botão de alternar para desligar o dispositivo.

5. Instruções para cada modo

Modo 1 – Exportar

- a. Pegue o algodão de limpeza e fixe-o na parte inferior da base do dispositivo;
- b. Pressione o botão de alternar por 1.5 segundos para ligar o aparelho;
- c. O indicador fica na cor verde (modo exportar);
- d. Aplique o algodão de limpeza na tampa para remover maquiagens e sujeiras;
- e. Segure o sensor de faixa dos dois lados;
- f. Faça movimentos circulares com a cabeça condutora do dispositivo para limpar a maquiagem do rosto;

Nota: Use o algodão de limpeza. Quando estiver usando o modo exportar, mantenha a cabeça condutora do dispositivo sempre úmida.

Modo 2 – Importar

- a. Remova o anel de pressão e limpe a cabeça condutora do dispositivo;
- b. Pressione rapidamente o botão de alternar para que a luz do indicador fique vermelha (modo importar);
- c. Aplique água, creme, essência, máscara ou produtos de sua preferência na cabeça condutora ou diretamente no rosto;
- d. Segure o sensor de faixa em ambos os lados;
- e. Faça movimentos circulares na cabeça condutora durante a limpeza do rosto.

Modo 3 – Reparo

- a. Pressione rapidamente o botão de alternar para que a luz do indicador fique branca (modo reparo);
- b. Aplique produtos cosméticos como cremes, babosa, essência de sua preferência na cabeça condutora do dispositivo ou diretamente no rosto;
- c. Segure o sensor de faixa em ambos os lados;
- d. Faça movimentos circulares durante o uso;

6. Método de limpeza

Ao finalizar o uso:

- Pressione por alguns segundos o botão de alternar para desligar o dispositivo;
- Limpe com uma toalha macia, a cabeça condutora e o corpo do dispositivo;
- Coloque o produto em um local ventilado para secá-lo naturalmente;
- Não use álcool, gasolina ou água para limpar este produto.

7. Instruções de carregamento

- Este produto vibra três vezes consecutivas para indicar que o nível de bateria está baixo. Em seguida, desliga automaticamente;
- Durante o carregamento, a luz vermelha pisca;

- Após o carregamento total, a luz verde aparece e permanece constante. Quando você retira o cabo carregador, o LED desliga;
- Durante o carregamento, o produto não funciona;
- O carregamento dura aproximadamente 2 horas e pode ser usado por até 45 minutos, quando está carregado. A duração da bateria pode variar de acordo com as condições de uso;
- Quando o carregamento estiver anormal, retire-o imediatamente da tomada;
- Utilize um cabo apropriado para o carregamento. Não o dobre, estique-o ou torça-o.

8. Limpeza e manutenção do produto

- Não utilize objetos afiados, produtos corrosivos, voláteis, ácidos para limpar o dispositivo;
- Use um pano macio ou algodão para realizar a limpeza;
- Não mergulhe o dispositivo na água;
- Se não for utilizar o dispositivo por 3 meses, carregue-o totalmente para evitar danos à bateria.

9. Perguntas e Respostas

Se algum problema surgir durante o uso, siga as instruções abaixo. Se o problema não for solucionado, entre em contato com o serviço de pós-vendas.

A. Posso usar o dispositivo em pele sensível?

Sim, porém não faça o uso diário. Recomendados o uso 1 ou 2 vezes por semana.

B. O dispositivo vai machucar a minha pele?

Não há perigo, a bio-luz tem efeito de reparação e cuidado com a sua pele.

C. Porque devo segurar ambos os lados do sensor de faixa?

Para que o mesmo toque a pele ao mesmo tempo. Os íons positivos e negativos geram um circuito no corpo para que o dispositivo funcione normalmente.

D. Durante o uso, a pele se irritou e apareceu uma vermelhidão.

Isto é normal. O dispositivo adota o princípio de funcionamento de importação e exportação de íons positivos e negativos para acelerar a

circulação do sangue. É normal que a pele seja estimulada e aparente uma leve vermelhidão. O calor promovido pelo dispositivo abre os poros da pele para que a mesma absorva os nutrientes de maneira eficaz.

E. Qual é a frequência de uso mais indicada?

Para o modo exportar, indicamos o uso a cada 3 dias se você pretende limpar o rosto sem maquiagem (basta ajustar a frequência de acordo com o primeiro uso para remoção de maquiagem);

Se você utiliza maquiagem todos os dias, recomendamos o uso diário através da função importar; para a função de reparação, recomendamos o uso de 1 ou 2 vezes por semana. Se a pele apresentar alguma inflamação, ajuste a frequência de acordo com a situação.

10. Especificações

Nome: Ionizador Facial Xiaomi inFace

Modelo: CF – 03D

Energia de carregamento: 2W

Voltagem de carregamento: 5V

Classificação de energia: 4.5W

Tempo de carregamento: aproximadamente 120 minutos

Bateria: 400mAh

Classificação de voltagem: 3.7V

Peso: aproximadamente 60g

Nota: As imagens do produto e descrições das características relevantes mostradas neste manual, são apenas para referência. Tendo em vista a política consistente de melhoria contínua dos nossos produtos, reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

8. Termo de Garantia

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente.

Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta.

Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia.

Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia.

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da **DL** ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela **DL**, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da **DL** e deverão ser devolvidos a esta.

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;

Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;

Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;

Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;

Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;

Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;

Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.

Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;

Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da **DL** durante o atendimento, no período de garantia.

Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela **DL**.

Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto.

Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.

Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;

Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;

Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.

A **DL / Xiaomi** não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.

Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.

Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.

DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

A classificação feita pela **DL** como **“produto fora da garantia”**, representa a **perda TOTAL E INTEGRAL** desta garantia.

Caso se trate de **“produto fora da garantia”** quando este for recebido pela equipe técnica da **DL**, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a **DL** não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a **DL/Xiaomi**.

Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da **DL** ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela **XIAOMI**, que forem importados e distribuídos pela **DL** no território brasileiro.

Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da **DL** ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Em nenhuma hipótese a **DL / XIAOMI** será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

A **DL** não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.

9. CANAIS DE ATENDIMENTO:

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A **DL** oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

- Site: **www.distribuidornacional.com.br**, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.
- E-mail **atendimentoxiaomi@dl.com.br**

SAC 0800 031 4201

10. DESCARTE ECOLÓGICO

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva. • Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: greeneletron.org.br/lista-completa

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: greeneletron.org.br/localizador

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2



Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.